



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΜΩΝ»

ΠΡΟΣ Α' ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟ 24/12/2018 ΕΩΣ 04/01/2019
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΚΟΛΛΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΒΑΣΕΙΣ		
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ/ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟΥ		
Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1	ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ	<ul style="list-style-type: none">• ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΝΙΠΤΗΡΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ• ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΕΙ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ• ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΑΔΙΝΕ SCRUB• ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ
2	ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ	<ul style="list-style-type: none">• ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΝΙΠΤΗΡΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ• ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΕΙ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ• ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟΥ 500ML ΚΑΙ 1000ML• ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ
3	ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ	<ul style="list-style-type: none">• ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΝΙΠΤΗΡΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ• ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΕΙ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ• ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟΥ 500ML ΚΑΙ 1000ML• ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗ ΜΕ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ
4	ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ	<ul style="list-style-type: none">• ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΝΙΠΤΗΡΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ• ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΕΙ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ• ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ 500ML ΚΑΙ 1000ML• ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ
5	ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ	<ul style="list-style-type: none">• ΜΗ ΚΛΙΒΑΝΙΖΟΜΕΝΗ• ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ 500ML ΚΑΙ 1000ML• ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ

6	ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΥΤΙΩΝ ΜΕ ΧΕΙΡΩΚΤΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	<ul style="list-style-type: none"> • ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ • ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΥΚΟΛΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΩΝ ΚΥΤΙΩΝ ΣΕ SMALL, MEDIUM ΚΑΙ LARGE ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ 	
7	ΚΟΛΛΑ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ	<ul style="list-style-type: none"> • Κόλλα σύγκλισης δέρματος , αποστειρωμένη από μίγμα 90% ν-βούτυλο & 10% 2-οκτυλοκυανοακρυλικού εστέρα . • Να διατηρείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος έως και 18 μήνες χωρίς την ανάγκη φύλαξης σε ψυγείο. • Να απαιτείται μία μόνο στρώση κατά την εφαρμογή. Χρόνος εφαρμογής <10". Να μην δημιουργεί αίσθημα καύσου ή τσιμπήματος. • Να διατίθεται σε συσκευασία 0,5gr και 0,35gr, με ειδικά πτερύγια για άσηπτη τεχνική εφαρμογής 	

Τυχόν παρατηρήσεις να σταλούν:

1. Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση : Συντ/χου Κεφαλοπούλου 17, τκ 83100, Σάμος
ή
2. FAX: 22730-28968 ή
3. Ηλεκτρονική Διεύθυνση : promithion@1152.syzefxis.gov.gr
(με θέμα: Παρατηρήσεις για τεχνικές προδιαγραφές)